



## &lt;お薬について&gt;

- お薬の名前がサクセンダであることを確認しましたか
- 投与する量を知っていますか

## &lt;注射の準備&gt;

- ゴム栓（サクセンダ本体の先端部）を消毒綿で拭きましたか
- 注射針をサクセンダに正しく取り付けましたか

## &lt;ダイヤル設定&gt;

- 医師に指示された投与量にダイヤルを合わせましたか
- ダイヤルを回し過ぎた時の対処法を知っていますか
- ダイヤルはお薬の残量以上は回らないことを知っていますか

## &lt;注射の仕方&gt;

- 注射部位を消毒綿で拭きましたか
- 注射後、注入ボタンを最後まで押し、ゆっくり6秒数えましたか
- 注射後、注入ボタンを押したまま針を抜きましたか
- 1日1回、起床時に注射しましたか

## &lt;注射が終わった後&gt;

- 注射後すぐにキャップ（針ケース）をかぶせて、注射針を外しましたか
- 使用済みの注射針は市町村のルールに従って正しく廃棄していますか
- サクセンダにキャップをつけましたか

## &lt;その他&gt;

- 注射針は毎回新しいものを使っていますか
- 使用中のサクセンダを常温で保存していますか
- 未使用のサクセンダを冷蔵庫の中の凍らないところに入れてありますか
- サクセンダは凍らせてはいけないことを知っていますか
- 低血糖に備えて砂糖やブドウ糖が入った飲み物や食べ物を携帯していますか

## 自己注射の打ち方

### 針の取り付け

付属の針を先端に回して取り付けて  
キャップと針カバーを外します

ステップ  
**01**



0.6mg



ステップ  
**02**

### ダイヤルの調整

ダイヤルを、ご自身が使う量にセッ  
トします。(初めての方は0.6mg)

### 注射

お腹の横などに垂直にさし、後ろのボタンを押して  
ダイヤルが「0mg」になるまで注入します。  
(注入が終わってもすぐに抜かず、6秒待ちます。)


ステップ  
**03**



ステップ  
**04**

### 針を外してキャップの装着

ボタンを押した状態のまま抜き、  
使い終わったら1で使用したキャップ  
を再び回して取り付けて針を外して終了です。



本体のキャップも閉めた状態で保管しましょう。